

Hortons demand. Sparar gas och ökar säkerheten.



Hortons demand levereras i form av ett startpaket.



Hortons demand med ansiktsmask ansluten till LIV® Midi 10 L.

100% oxygen vid inandning Hortons demand kräver ingen flödesinställning och är en gassparare som ger 100% oxygen vid inandning. En backventil säkerställer att utandningsluft evakueras och inte går tillbaka i systemet. 100% oxygen kan därmed andas in med fritt flöde utan att spädas ut med rumsluft där oxygenhalten är förhållandevis låg (ca 21%).

Förlänger användningstiden Hortons demand minskar oxygenförbrukningen genom att patienten endast får sin gas vid inandning. Med Hortons demand förlängs användningstiden av den utrustning som används.

Mask eller munstycke Hortons demand med ansiktsmask för vuxen sluter väl över mun och näsa och eliminerar därmed risken av inläckande luft under användning. Då patienten istället önskar använda munstycket bör eventuell inandning via näsan minimeras för att undvika utspädning med rumsluft.

Smidigt startpaket Hortons demand startpaket levereras i väska med Hortons demand gassparare, 2 st ansiktsmasker, 2 st munstycken, 4 st utandningsventiler, bruksanvisning och varningstriangel. Patienten kan välja att använda ansiktsmask eller munstycke beroende på vad som föredras.

Säkrare användning Hortons demand ger endast gas vid inandning och tar därför bort risken att gas läcker ut när utrustningen inte används.

Underhåll och spårbarhet Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare tillhandahåller produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Till hempatienter ingår förbrukningsartiklar (ansiktsmask eller munstycke och utandningsventil) som kan beställas hos Linde Healthcares kundcenter. För utandningsventil rekommenderas byte efter 30 dagars användning. Munstycke och mask byts efter behov. Se användarmanual för fullständig beskrivning. Produkten är individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

- Gassparare med anslutning för snabbkoppling i gasflaska
- Ansiktsmask och munstycke (patienten kan välja efter preferens)
- Utandningsventil

Förbrukningsartiklar Förbrukningsartiklar ingår i dygnshyran för Hortons demand och finns kostnadsfritt för hempatienter att beställa hos Linde Healthcares kundcenter på tel: 08-731 18 00.

- Ansiktsmask för vuxen, art nr: 329 399
- Munstycke, art nr: 329 149
- Utandningsventil, art nr: 321 588



Hortons demand med munstycke.

Tekniska data	Anslutning:	- Gasflaskor med snabbkoppling - Centralgasuttag för oxygen (Gasflaskor och centralgasuttag med snabbkoppling för oxygen enligt standard SS875 24 30)
	Arbetstryck:	Från 3,1 upp till 6 bar
	Triggning:	Vid varje inandning
	Inandningsmotstånd:	<0,25 kpa vid 10 L/min
	Dosering:	Motsvarar inandningen
	Mått:	Slanglängd 3 m
	Vikt:	Ca 568 g (inkl. utandningsventil och ansiktsmask)
	Arbetstemperatur:	+5°C till +40°C
	Lagringstemperatur:	-20°C till +60°C
	Klassificering:	Enl. MDD: 93 / 42 / EEG II a
	Linde Healthcare artikelnummer:	113 454
	Varunummer hos Apoteket:	22 06 07

Vänd dig till oss Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning. Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.

Kontaktuppgifter **Linde Healthcare**
AGA Gas AB, 181 81 Lidingö
Tel: 08-731 18 00, www.linde-healthcare.se