

Lathund Hortons Huvudvärk- hur länge räcker min flaska?

Nedanstående tabell visar hur många behandlingar du får med en OTM-1 eller OTM-2 flaska. Tabellen visar också hur många liter per attack som går åt och hur mycket som är kvar i flaskan efter sista behandlingen.

Utgångspunkter:

- Oxygenflödet i liter per minut (L/min) 7, 9, 10, 12 eller 15 L/min anges i kolumnen längst till vänster
- Behandlingstiden per attack finns angivet i kolumnen "Tid (min)" för behandlingar som pågår 10, 15 respektive 20 minuter
- En full OTM-1 flaska innehåller 220 liter gas
- En full OTM-2 flaska innehåller 400 liter gas
- De blåfärgade kolumnerna visar antal behandlingar och hur mycket som är kvar om du använder en OTM-1 flaska och de gula kolumnerna visar motsvarande för OTM-2 flaskan

Lathund för Medicinsk Oxygen AGA vid Hortons huvudvärk – hur länge räcker flaskan?

Flöde (L/min)	Tid (min)	Liter per attack	OTM-1 (220 liter)		OTM-2 (400 liter)	
			Antal behandlingar	Kvar i flaskan	Antal behandlingar	Kvar i flaskan
7	10	70	3 behandlingar	10 liter	5 behandlingar	50 liter
7	15	105	2 behandlingar	10 liter	3 behandlingar	85 liter
7	20	140	1 behandling	80 liter	2 behandlingar	120 liter
9	10	90	2 behandlingar	40 liter	4 behandlingar	40 liter
9	15	135	1 behandling	85 liter	2 behandlingar	130 liter
9	20	180	1 behandling	40 liter	2 behandlingar	40 liter
10	10	100	2 behandlingar	20 liter	4 behandlingar	0 liter
10	15	150	1 behandling	75 liter	2 behandlingar	100 liter
10	20	200	1 behandling	20 liter	2 behandlingar	0 liter
12	10	120	1 behandling	100 liter	3 behandlingar	40 liter
12	15	180	1 behandling	40 liter	2 behandlingar	40 liter
12	20	240	Räcker inte	-	1 behandling	160 liter
15	10	150	1 behandling	70 liter	2 behandlingar	100 liter
15	15	225	Räcker inte	-	1 behandling	175 liter
15	20	300	Räcker inte	-	1 behandling	100 liter

Reviderad 2008-10-23